

甘肃半自动切片机生产厂家

生成日期: 2025-10-21

产品功能:

旋钮快速修片, **切片, 木材切片, 细胞学切片, 冷冻切片

产品应用:

该产品在全国各级医院、生物医学、生命科学、农林、教育、卫生防疫、畜牧兽医、科研机构、实验室等部门较多的使用。

主要技术性能:

刀座可左右移动。

该机刀座具有调节角度功能。

刀座前后滑动灵活(采用交叉滚柱导轨)。

手轮具有刹车功能。

切片机的基础上改进而来。该机手感轻便, 操作灵活, 连续切片均匀, 无须移动刀片, 刀架可左右移动, 及角度转动, 是生物组织学和临床病理学的理想机型。切片机按种类分可以分为很多类型。甘肃半自动切片机生产厂家

冷冻切片机在手动除霜时先按下手动除霜按钮, 听到蜂鸣音后, 按箱体温度设置按钮, 则箱体手动除霜; 如按箱体温度设置按钮, 箱体手动除霜, 按此顺序再按一次可关闭手动除霜, 如按样品头温度设置按钮, 则样品头除霜, 按此顺序在按一次关闭。切片: 利用切片机的厚度调节旋钮调节切片厚度, 调整切片角度, 安装切片刀。如是一次性刀片, 请利用刀架的左右移动来使用不同的刀口, 勿移动刀片。将样品放到样品托上, 利用包埋剂固定, 放到冷台上冷冻, 在即将完全冷透前用热交换装置压平。甘肃半自动切片机生产厂家轮转式切片机主要用在哪些方面?

维克科教VCM-202III电脑快速冷冻、石蜡两用切片机

主要技术参数: 切片厚度范围: 1-25 (μm)

切片厚度调节*小分度值: 1 (μm)

切片精度: $\pm 10\%$; *大石蜡切片截面 $25 \times 35 \text{ mm}$

冷冻台*大面积 $45 \times 40 \text{ mm}$

冷冻台*大温差：≥60℃；冷冻刀*大温差：≥50℃；

除霜后自动恢复制冷工作状态，制冷速度4-7分钟就可达切片温度。改机器采用了纳米材料及智能液晶显示（显示屏直观、操作简便），具有设置温度、实时温度、自动报警、自动除霜、自动恒温等功能。

恒温冷冻切片机一、功能:利用物理降温的方法将新鲜组.织标本冷冻使其产生一定的硬度进行切片，与石蜡切片相比，冷冻切片不需要脱水处理，因此制片速度快，是为术中提供快速病理诊断的良好方法。二、恒温冷冻切片机的结构:恒温冷冻切片机主要由冷箱体及切片机构成，具有快速双重制冷、自动除霜、自动消毒、负压等功能。冷冻切片组.织的取材：1、标本必须新鲜无固定，无液体浸泡；2、组.织块大小厚薄适宜；3、组.织块未受挤压；4、尽量保持组.织的原有形态；5、选择好组.织切面；6、保持组.织的清洁。组.织切片机有哪些型号？

病理切片过程：准备好切片用具：切片刀、毛笔、眼科镊子（弯）、漂烘温控仪；安装蜡块：将修好的蜡块安装在金属或木制持蜡器上。安装切片刀：将切片刀安装在切片机的刀台上，把刀台上的紧固螺丝旋紧，使切片时不产生振动，能保持一定的切片厚度。切片的厚度：切片机的厚度调节器上刻有0~50μm或0~25μm□可任意选择其厚度，石蜡切片的厚度一般在4~6μm□铺片：用眼科镊子镊起蜡带轻轻平铺在40~45℃的水面上，借水的张力和水的温度，将略皱的蜡带自然展平。全自动切片机由哪些部分组成？甘肃半自动切片机生产厂家

新乡市维克科教仪器有限公司销售的切片机怎么样？甘肃半自动切片机生产厂家

VIC-3558型轮转式切片机：该机是我厂向市场推出的*新款切片机。多年来我厂通过对市场的调研，得到了各地病理**的支持和建议，吸取各种机型的优点，再经过我厂技术人员多年的研发制造而成。该机操作简便，切片效果好，精度高。所以该机是病理组.织学理想的选择。产品功能：小手轮快速切片，宽大的废屑槽。肿、瘤切片，木材切片，细胞学切片，冷冻切片。该产品在全国各级医院、生物医学、生命科学、农林、教育、卫生防疫、畜牧兽医、科研机构、实验室等部门供应使用。甘肃半自动切片机生产厂家

新乡市维克科教仪器有限公司是一家有着雄厚实力背景、信誉可靠、励精图治、展望未来、有梦想有目标，有组织有体系的公司，坚持于带领员工在未来的道路上大放光明，携手共画蓝图，在河南省新乡市等地区的办公、文教行业中积累了大批忠诚的客户粉丝源，也收获了良好的用户口碑，为公司的发展奠定的良好的行业基础，也希望未来公司能成为****，努力为行业领域的发展奉献出自己的一份力量，我们相信精益求精的工作态度和不断的完善创新理念以及自强不息，斗志昂扬的的企业精神将**维克科教和您一起携手步入辉煌，共创佳绩，一直以来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，员工精诚努力，协同奋取，以品质、服务来赢得市场，我们一直在路上！